

Bureau :

4 gros tubes à essais avec bouchons (ceux pour cyclohexane)
1 spatule

Cristaux de diiode

Eau du robinet en pissette

Cyclohexane (1 petit flacon + la bouteille afin éventuellement de réajuster les flacons élèves)

Bétadine (plusieurs flacons) : à coté de chaque flacon, mettre un petit bécher avec un compte-gouttes.

Par groupe :

4 tubes à essais + 2 bouchons (ceux pour cyclohexane)
3 béchers de 50 mL
1 éprouvette de 10 mL
1 éprouvette de 50 mL (ou 25 mL ou 100 mL selon ce que l'on a)
1 ampoule à décanter + bouchon sur support

Eau du robinet en pissette

Cyclohexane

Ethanol ou alcool à brûler

Eau de diiode