

Date(s)				
Heure(s)				
Salle souhaitée				
Classe				
Semaine				

**Matériel au bureau : MANIP PROF**

- Plateau cuisine
- Portoir avec 3 tubes à hémolyse :
  - avec le colorant vert (tartrazine E102)
  - avec le colorant bleu patenté (E131)
  - avec le colorant jaune
- 3 pics à olives en bois pour les 3 colorants directement dans les tubes
- Gros béccher 250 mL forme basse + tige en cuivre coudé
- Béccher 250 mL forme haute avec feuille de papier filtre enroulée à l'intérieur + couvercle (boite de pétri)
- Papier Whatman perforé au centre
- Eluant pour les colorants : eau salée 20 g/L (prévoir 2L qui servira après en TP)
- Lampe UV
- Séche cheveux
- Plaque CCM (silice) avec largeur **3 cm** (car 3 dépôts)
- Gants
- Eluant pour la chromato des médicaments 0,5 L avec 300 mL acétate d'amyle + 150 mL de cyclohexane + 50 mL acide formique (en proportion 6 mL acétate d'amyle + 3 mL de cyclohexane + 1 mL acide formique pour un volume total de 10 mL)..

3 piluliers avec :

- 1 g de Doliprane dans 10 mL d'acétone + micropipette avec ruban gris autour
- 1 g de d'Afalgan dans 10 mL d'acétone + micropipette avec ruban jaune autour
- 1 g d'Actron dans 10 mL d'acétone + micropipette avec ruban rouge autour

Lunettes UV

Boite de Doliprane (pour la composition)

Boite Dafalgan (pour la composition)

Boite Actron (pour la composition)

